

Infračervený teploměr pro měření teploty těla IT-122 uživatelská příručka

Specifikace produktu

Teploměr vhodný pro bezkontaktní měření zvýšené teploty pro děti a dospělé

- Měření se ukládají do paměti - celkem 32 měření
- Nastavení alarmu - varovné pípání při překročení nastavené teploty (třeba 37.1 stupňů Celsia)
- Přesnost při měření teploty těla +- 0,2 stupňů Celsia
- Rozsah při měření teploty těla 35.0 - 42.0 stupňů Celsia
- Přesnost při měření teploty předmětů +- 1,0 stupňů Celsia
- Rozsah při měření teploty předmětů 0 - 100 stupňů Celsia
- Rozměry 88 x 44 x 153 mm
- Hmotnost 130 g

V balení je

1 ks bezkontaktní infra teploměr

2 ks baterie AA

Základní nastavení

Otevřeme modré víčko a vložíme baterie

Měření teploty osob

Namíříme na ucho a ve vzdálenosti 5-15 cm zmáčkne modrý spínač. Teploměr pípne 1x a na LCD se zobrazí teplota např. 36.8 C° Předchozí měření si lze prohlížet tlačítkem + a – nalevo a napravo na předním panelu pod LCD

Pokud byla překročena nastavená max. teplota teploměr pípne 6x

Nastavení

Maximální teploty

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE (dole) zobrazí se nahoře teplota a dole F1 stiskem tl. + a – nastavíme požadovanou max. teplotu

Ofset (odchylka)

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 2x (dole) zobrazí se nahoře teplota 0.0 C° a dole F2 stiskem tl. + a – nastavíme požadovaný ofset

Tichý režim

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 3x (dole) zobrazí se nahoře ON nebo OFF stiskem tl. + a – tichý nebo hlasitý režim

Měření povrchu a osob

Na předním panelu pod LCD zmáčkne tlačítko MODE 4x (dole) zobrazí se nahoře boDy nebo SURF stiskem tl. + a – měření osob (boDy) nebo povrchu (SURF)

Pro ukončení nastavení (a uložení) mačkejte tlačítko MODE dokud nezmizí symbol F1-4

Přepnutí z režimu Celsia a Fahrenheit a zpět – podržímte tlačítko MODE 3 vteřiny